

# Notice d'utilisation du flacon pédiatrique et sa pipette

Votre pharmacien vient de vous délivrer votre préparation magistrale.

Celle-ci se compose de 2 parties :

- Un flacon brun muni d'un bouchon pédiatrique
- Une pipette graduée

Veillez trouver ci-après le mode d'emploi en images de ce flacon.



1

Vous avez reçu un flacon pédiatrique et une pipette.



2

**AVANT CHAQUE UTILISATION**

Agitez vigoureusement le flacon en faisant 5 aller-retours.



3

Dévissez le bouchon de sécurité en poussant et en tournant en même temps.



4


Insérez fermement la pipette au centre du bouchon



5

Retournez l'ensemble : flacon en haut et pipette en bas.

Tirez sur le piston pour prélever le volume souhaité (inscrit sur l'étiquette du flacon ou sur l'ordonnance)



6

Administrez la dose directement dans la bouche.

Rincez la pipette après utilisation.

Lien Notice vidéo : <http://bit.ly/FlaPed>

